




FUNCIONALIDADES

Sobre la PLATAFORMA WEB ALMA3D:

- Acceso remoto a través de la plataforma WEB.
- Se puede instalar prácticamente en cualquier PC o portátil.
- Customización del flujo de trabajo a partir de protocolos de visualización.
- Configuración local o WEB con los sistemas HIS/RIS/PACS.
- interfaz gráfica intuitiva.
- Licencias flotantes para soluciones corporativas.



Sobre ALMA VASCULAR:

- Análisis específico de la aorta y de las arterias coronarias.
- Navegación endovascular para mostrar el área del lumen y calcificaciones.
- Funciones MPR completas (incluyendo MPR Curvo), con MIP, MinIP, segmentación avanzada y volumen 3D.
- Herramientas de segmentación diseñadas para la selección efectiva y el análisis del área de interés.
- Captura de imágenes clave de cálculos de estenosis.
- Vista paraxial perpendicular al camino central del vaso.

