

MAMOGRAFÍAS DE CRIBADO

Alma MAMA está creado especialmente para la visualización y valoración de mamografías de cribado. Este módulo clasifica automáticamente las imágenes según su proyección (cráneo-caudal, medio lateral oblicua, lateral, etc.) y lateralidad (izquierda o derecha) y las muestra de forma ordenada en los monitores.

Alma MAMA permite acceder directamente a las exploraciones previas y permite visualizar el resultado de sistemas de CAD (Computed-Aided Diagnosis).

Además, le permite crear su propio flujo de trabajo, adaptándose así al protocolo de revisión de imágenes establecido en su centro de trabajo. El conjunto de herramientas específicas le permitirán mayor rapidez y precisión en el diagnóstico y revisión de los estudios.



El producto ofrece un potente gestor de estudios DICOM, que permite tanto consultar y descargar estudios desde un servidor PACS, como enviar las nuevas series que se hayan generado durante la valoración del estudio.

El producto se ha implementado según las recomendaciones del organismo internaciones IHE, y obtuvo la certificación como Image Display en el Connectathon organizado por el IHE Europe.

Configuración del flujo de trabajo.

Exploraciones previas.

Lectura de marcas CAD.

Lupa.

Configuración de protocolos de visualización.