

alma VASCULAR

ANÁLISIS VASCULAR

Alma Vascular es una solución avanzada de diagnóstico, con potentes herramientas para el análisis de imágenes y de medición para la planificación quirúrgica rápida y más precisa.



Aplicaciones Clínicas

Alma IT Systems ofrece herramientas de visualización avanzada para el análisis vascular. El software permite evaluar imágenes angiográficas de arterias coronarias o de la aorta para la detección de aneurismas, anomalías y calcificaciones.

- Segmentación automática de la estructura vascular.
- Detección automática del camino central del vaso.
- Vistas MPR Curvo y Estirada del vaso seleccionado, para mediciones de grosor.
- Medición de estenosis (en % o mm).
- Visualización y análisis de las calcificaciones.
- Cálculo de volúmenes.
- Navegación 3D endoluminal.